

d2

Aandachts- en concentratietest

Rapportage

Doel en onderdelen van de d2



De d2 is een test voor aandacht en concentratie. Het gaat er bij deze test om of men snel en nauwkeurig informatie kan verwerken. De scores van de d2 richten zich op deze twee aspecten of een combinatie daarvan.

Het totaal aantal verwerkte tekens (Tn) geeft aan hoe snel men heeft gewerkt. De foutenscores (F1 en F2) geven aan hoe nauwkeurig er gewerkt is, F% laat zien hoe groot het aantal fouten percentageel is. Tn-F is het totaal aantal verwerkte tekens minus het totaal aantal fouten, CP is het aantal correct doorgestreepte tekens minus het aantal foutief aangestreepte. Deze laatste twee maten zijn de belangrijkste maten van de d2. Variatie in tempo laat zien in hoeverre er sprake was van een gelijkmatige manier van werken.

	Ruwe score	Norm score
Tn · totaal aantal verwerkte tekens	512	54
F · totaal aantal fouten	84	31
F1 · correcte stimulus gemist	71	
F2 · foutieve stimulus aangestreept	13	
F% · foutenpercentage	16	30
Tn-F · totaal aantal verwerkte tekens gecorrigeerd voor het aantal fouten	428	46
CP · concentratie prestatie	209	57
VT · variatie in tempo	11	55

Personalia

naam	Roos de Boer
geslacht	Vrouwelijk
geboortedatum	19-1-1985
afnamedatum	24-8-2011
opleiding	VWO
beroep	tandartsassistente
opmerkingen	



De prestatie op de d2 kenmerkt zich door een bovengemiddelde snelheid en een benedengemiddelde nauwkeurigheid. Dit kan wijzen op een overdreven prestatiebehoefte en ontbreken van controlebehoefte. CP is in deze gevallen een beter interpreteerbare maat dan Tn-F. Bij extreme scores kan er sprake zijn van het niet volgens instructies invullen van de d2.